



FARMIGEL 85

Gel desinfectante hidroalcohólico.

DESCRIPCIÓN

FARMIGEL 85 es un antiséptico para piel sana. Indicado específicamente como gel desinfectante de manos por fricción. Adecuado para una antisepsia higiénica y quirúrgica de las manos.

Posee una alta efectividad frente a bacterias, virus y demás microorganismos testados. Ofrece muy buena protección para la piel y presenta una elevada tolerancia cutánea, incluso después de repetidas aplicaciones, gracias a su composición rica en agentes hidratantes.

ÁMBITOS DE APLICACIÓN

FARMIGEL 85 es un gel antiséptico formulado para su aplicación en múltiples ámbitos:

Sanitario: Hospitales, quirófanos, unidades móviles, ambulancias, salas clínicas, salas pre y post-operatorio, consultorios y recintos médicos en general, residencias asistenciales, zonas de desinfección y sanitización, para su uso en atención domiciliaria y cuidados de personas.

Farmacéutico y cosmético: salas blancas, plantas de procesamiento de fármacos, centros de microbiología, salas de análisis, zonas de esterilización.

Alimentario: plantas de procesamiento, centros de inspección alimentaria, líneas de manipulado y envasado de alimentos y las áreas de almacenamiento de productos alimentarios.

Propiedades

FARMIGEL 85 posee un amplio espectro de acción sobre los diferentes microorganismos: Bacterias, Hongos, Levaduras, Virus. Cumpliendo con las siguientes normativas específicas del sector:

UNE-EN 13727 valoración de la actividad bactericida en el área médica.

UNE-EN 1500 Tratamiento higiénico de las manos por fricción.

UNE-EN 12791 Desinfección quirúrgica de las manos.

UNE-EN 14348 Evaluación de la actividad micobactericida área médica

UNE-EN 13624 Evaluación de la actividad levuricida por fricción de manos higiénico/ quirúrgico.

UNE-EN 1650 Evaluación de la actividad fungicida I levuricida

UNE-EN 14476 Evaluación de la actividad viricida en medicina: Incluye virus con y sin envoltura - Poliovirus tipo 1, Adenovirus tipo 5, Norovirus murino, Gripe A.

MODO DE EMPLEO

FARMIGEL 85 es un gel hidroalcohólico de manos para llevar a cabo la desinfección en cualquier lugar, sin necesidad de agua. Tiene una rápida acción antimicrobiana y deja una excelente sensación dérmica.

Se recomienda usar el producto con un dispensador que dosifica el producto sobre las manos secas. Se debe asegurar que las manos se mantendrán húmedas durante el tiempo recomendado de frotación (es recomendable aplicar la técnica de frotado estándar de manos según Norma EN 1500).



AGENTE	MODO DE APLICACIÓN	TIEMPO
BACTERICIDA: Frotado Higiénico	Aplicar una dosis mínima de 5 ml de producto puro sobre las manos limpias y secas y frotar durante 30 segundos. Mantener las manos húmedas durante todo el proceso. Seguir frotando hasta su total evaporación.	Realizar una aplicación de 30 segundos.
BACTERICIDA: Desinfección quirúrgica	Aplicar una dosis mínima de 5 ml de producto puro sobre las manos y antebrazos limpios y secos. Frotar durante 45 segundos manteniendo la piel húmeda durante el proceso. Seguir frotando hasta que se seque el producto. Volver a aplicar un mínimo de 5 ml de producto y frotar otros 45 segundos más, manteniendo la piel húmeda. Seguir frotando hasta su total evaporación.	Realizar dos aplicaciones: Cada una de 45 segundos.
TUBERCULOSIS	Realizar una sola aplicación	Frotar durante 1 minuto.
LEVURICIDA	Realizar una sola aplicación	Frotar durante 1 minuto.
FUNGUICIDA	Realizar una sola aplicación	Frotar durante 1 minuto.
VIRICIDA	Realizar una sola aplicación	Frotar durante 1 minuto.

PRECAUCIONES

Uso externo. Evítese contacto con los ojos, mucosas, zonas sensibles o enfermas de la piel. En caso de contacto con los ojos enjuagar con agua varios minutos. En caso de accidente llamar al Servicio Médico de Información Toxicológica, Telf.: 91 562 04 20.

DATOS TÉCNICOS

Aspecto	Gel incoloro
pH al 100%	7,0 ± 0,5
Densidad (g/cc)	0.830 ± 0,01

VARIABLES LOGÍSTICAS

BOTELLA DE 500ML

UDS/CAJA	CAJAS x CAPA	CAPAS x PALET	UDS/ PALET	CAJAS x PALET
12	14	5	840	70

	UNIDAD	CAJA	PALET
PESO BRUTO (kg)	0,43	0,485	451,3
DIMENSIONES (cm)	6.6X6.6X21.5	27.6X20.8X22	80X120X125
CÓDIGOS EAN	8435364724040	18435364724047	-



FICHA TÉCNICA

GARRAFA DE 5L (caja 2 x 5 L)

UDS/CAJA	CAJAS x CAPA	CAPAS x PALET	UDS/ PALET	CAJAS x PALET
2	16	4	128	64

	UNIDAD	CAJA	PALET
PESO BRUTO (kg)	4.64	9.88	657.32
DIMENSIONES (cm)	13.5X18.7X29.7	29X20X30	135
CÓDIGOS EAN	8435364724057	18435364724054	